



GAMME PRÉVENTION DES INFECTIONS

CATALOGUE PRODUITS

SOM- MAIRE

LES PRODUITS B. BRAUN MEDICAL

01 QUI EST B. BRAUN

HYGIÈNE DES MAINS

- ## 02
1. Soins et réhydratation des mains
 2. Lavage simple des mains
 3. Les 5 indications
 4. Traitement hygiénique et désinfection chirurgicale des mains par frictions
 5. Supports, distributeurs muraux & Support de formation
-

DÉSINFECTION DES DISPOSITIFS MÉDICAUX ET PETITES SURFACES

- ## 03
1. 17% d'alcool
 2. 50% d'alcool
-

TRAITEMENT DE L'INSTRUMENTATION

- ## 04
1. Helizyme
-

LES GANTS

- ## 05
1. Gants chirurgicaux et de protection
 2. Gants d'examen et de protection
 3. Manipulation des gants
 4. Supports pour distributeurs de gants
-

CONTAINER POUR ÉLIMINATION DES DASRI

06

01 B. BRAUN

PLUS QU'UN PROFESSIONNEL
DE LA DÉSINFECTION, UN SPÉCIALISTE
DU SOIN DEPUIS PLUS DE 175 ANS.



Groupe familial d'origine allemande, B. Braun développe des **PRODUITS ET SERVICES MÉDICAUX INNOVANTS ET DE SÉCURITÉ** dans le but d'améliorer toutes les étapes du traitement du patient, de **L'HÔPITAL AU DOMICILE**.

Sa signature de la même manière que le logo B. Braun « Sharing Expertise » traduit sa volonté de partager ses connaissances avec les acteurs du domaine de la santé en générant efficacité, innovation et développement durable.

Fortement ancrés dans un réseau d'expertise mondial, les 2 000 COLLABORATEURS des entités B. Braun en France participent chaque jour au dynamisme et au développement de B. Braun dans le monde.

Leur savoir-faire leur confère une responsabilité envers le Groupe, en assurant la fabrication de produits pour le marché international.

Depuis de nombreuses années, B. Braun Medical développe, produit et commercialise des produits **D'HYGIÈNE ET DE DÉSINFECTION**.

Un système d'assurance de la qualité, ISO 9001 et ISO 13485, garantit un **NIVEAU ÉLEVÉ DE QUALITÉ**, de la conception de nos produits jusqu'à leur livraison.

Les matières premières sont obtenues auprès de fournisseurs dont les procédures de production répondent à nos **EXIGENCES DE QUALITÉ**.

SUR LES SITES CERTIFIÉS GMP (GOOD MANUFACTURING PRACTICE),

Nos équipements de production modernes sont conformes aux directives relatives aux **BONNES PRATIQUES DE FABRICATION**.

Matières premières, produits semi-finis et finis sont tous soumis à un système de qualité et des contrôles permanents attestant de la qualité irréprochable et parfaitement tracée des marchandises qui quittent nos entrepôts. La fabrication de nos produits est soigneusement documentée et archivée permettant une traçabilité complète des matières premières aux produits finis (produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux, produits cosmétiques, etc.).

Chez B. Braun Medical, la gestion responsable des ressources naturelles revêt une très grande importance. C'est la raison pour laquelle nous soutenons un système de gestion de l'environnement conforme à la norme ISO 14001, un système de gestion de la sécurité au travail conforme aux exigences d'OHSAS 18001 ainsi qu'un système de gestion de l'énergie conforme à la norme ISO 50001.

LA SÉCURITÉ DES PATIENTS ET DES SOIGNANTS AU CŒUR DE NOS GAMMES :

UROLOGIE

Actreen SafeSet®, système clos stérile et prêt-à-l'emploi, permet un sondage évacuateur sans risque de contamination du patient, comme préconisé pour lutter contre les infections urinaires nosocomiales.

PERFUSION

Introcan Safety®, Surecan® Safety II : matériels sécurisés pour prévenir les accidents d'exposition au sang.

HYGIÈNE ET DÉSINFECTION

Softalind Pure : Gel Hydroalcoolique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction.

Actreen SafeSet® sont des dispositifs médicaux de Classe I stérile. CE 0123 Non pris en charge au titre de la Liste des Produits et Prestations Remboursables. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquette. Fabriqués par B. BRAUN MEDICAL SAS.

INTROCAN Safety® Cathéter court de sécurité pour voie veineuse périphérique. Dispositif médical de Classe IIa. CE 0123. Fabriqué par B. Braun Melsungen AG. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquetage. Produits non pris en charge à titre individuel au titre de la Liste des Produits et Prestations Remboursables.

Surecan® Safety II : Aiguille de Huber de sécurité à ailettes compatible haute pression pour chambre à cathéter implantable. Dispositif médical de Classe IIa. CE 0459. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquetage. Produits non pris en charge à titre individuel au titre de la Liste des Produits et Prestations Remboursables. Fabricant : B. BRAUN MEDICAL SAS.

Softalind Pure® est un produit biocide. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

CHIFFRES CLÉS DU GROUPE B. BRAUN

175 ANS

PLUS DE 175 ANS
DE PROGRÈS MÉDICAL

7

GRUPE FAMILIAL
DEPUIS 7 GÉNÉRATIONS

5 000

PORTEFEUILLE
DE 5 000 PRODUITS

140 FILIALES

RÉPARTIES
DANS 64 PAYS

46 SITES

SITES DE PRODUCTION

15 CENTRES

DE RECHERCHE
& DÉVELOPPEMENT
CENTRES D'EXCELLENCE

13^{EME}

ACTEUR MONDIAL DU
DISPOSITIF MÉDICAL

64 500

COLLABORATEURS

B. BRAUN EN FRANCE PLUS QU'UNE FILIALE



B. BRAUN EN FRANCE

1^{ER} EMPLOYEUR des technologies médicales
en France

4 SITES INDUSTRIELS, regroupant
les équipes de R&D, production et accès
au marché sur un domaine d'expertise

2 000 COLLABORATEURS

Plus de **429 MILLIONS D'EUROS**
de chiffre d'affaires en 2019

150 À 200 MILLIONS D'EUROS investis
en France de 2015 à 2020 dans la production,
l'innovation et les services

Produits **FABRIQUÉS EN FRANCE** :
40% du chiffre d'affaires

ACCOMPAGNER PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET PATIENTS JUSQU'AUX SOINS À DOMICILE

La multi-expertise, qui fait la
spécificité de l'entreprise, lui permet
d'accompagner les professionnels de
santé au quotidien.

Afin d'assurer la continuité des soins
et de faciliter le maintien à domicile,
B. Braun propose des produits et
services pour les patients de l'hôpital
au domicile.

NE PAS NUIRE, PRÉSERVER L'ENVIRONNEMENT

La politique « B. Braun Vert » est un
engagement de la part de l'entreprise
pour assurer une **GESTION RESPONSABLE
DU PRODUIT** tout au long de son cycle
de vie, y compris pendant et après sa
livraison. Cette responsabilité se traduit
par la présence d'un référent sur chaque
site de B. Braun Medical, ainsi que la
sensibilisation régulière de tous les
collaborateurs B. Braun aux thématiques
de protection environnementale.



02

HYGIÈNE

DES MAINS

TRIXO®-LIND

Crème de soin protectrice non grasse



- Adoucit la peau de manière intense et prolongée
- Riche en actifs hydratant (D-panthénol) et dermoprotecteur (allantoïne)
- pH physiologique de la peau (5,5 à 6,2)
- Sensation non grasse : facile à appliquer, ne colle pas
- Sans paraben, sans colorant
- Testée sous contrôle dermatologique

INFORMATIONS

Émulsion huile/eau formulée spécifiquement pour les peaux sèches et hyper sensibles. Des actifs de soin, comme le D-panthénol et l'allantoïne, hydratent et soulagent la peau irritée.

COMPOSITION

Paraffinum liquidum | Sorbitol | Methylglucose Sesquistearate | Cetearyl Octanoate | Glyceryl Stearate | Phenoxyethanol | Stearic Acid | Panthenol | Allantoin | Polyacrylamide | C13-14 Isoparaffin | Laureth-7 | Citric acid | Parfum | Aqua.

TRIXO®-LIND	Référence	Conditionnement
TRIXO®-LIND - Tube 20 mL	18603	100 unités
TRIXO®-LIND - Tube 100 mL	18605	10 unités
TRIXO®-LIND - Flacon de 500 mL + pompe	18953	20 unités

QUAND L'UTILISER ?

- Après exposition des mains à des conditions difficiles,
- Pour hydrater tout le corps après la douche, en particulier pour les peaux sèches,
- Chaque fois que la peau a besoin d'être hydratée et protégée.



Se laver les mains et bien les sécher.



Mettre une dose de Trixo-lind dans le creux de la main.



Faire pénétrer par légers massages.

SOFTASKIN®

Lotion de lavage



- Nettoyage doux et apaisant même lors d'usages répétés
- Apaise la peau irritée grâce à l'allantoïne, actif dermoprotecteur
- pH physiologique de la peau (≈5.5)
- Sans savon
- Sans paraben, ni colorant
- Testé sous contrôle dermatologique

INFORMATIONS

Lotion sans savon, sans colorant, ni paraben, pour peaux sensibles. Elle s'utilise pour le nettoyage avant désinfection ou pour la toilette générale en milieu hospitalier. Softaskin® a été formulée pour lutter contre la sensibilisation de la peau et minimiser les risques d'allergie.

COMPOSITION

Aqua | Sodium Laureth Sulfate | Cocamidopropyl Betaine | Lactic Acid | Allantoin | Coco Glucoside | C12-15 Alkyl Lactate | Polyquaternium-10 | PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides | Parfum | Sodium Benzoate | Sodium Chloride.


SOFTASKIN®	Référence	Conditionnement
Softaskin® - Flacon de 100 mL	18611	20 unités
Softaskin® - Flacon de 500 mL + pompe	18948	20 unités
Softaskin® - Flacon de 1L + pompe	18949	10 unités
Softaskin® - Flacon de 1L AIRLESS	19156	12 unités
Softaskin® - Bidon 5 L	18617	1 unité

RECOMMANDATIONS


PRÉALABLES :

- Ne porter ni montre, ni bijou, bague ou alliance,
- Avoir des ongles propres et courts, sans vernis, proscrire les ongles artificiels,
- Porter les manches courtes ou relever celles-ci au-dessus des coudes.


SUIVRE
LA PROCÉDURE
CI-DESSOUS JUSQU'À
ÉLIMINATION TOTALE
DES SOUILLURES.



1. Se mouiller les mains et les avant-bras.




2. Verser 3 mL de savon Softaskin® dans le creux de la main (2 ou 3 coups de pompe).




3. Savonner soigneusement les mains, paume contre paume et avant-bras pendant au moins 15 secondes. Brosser les ongles (15 secondes pour chaque main, une fois dans la journée seulement).



4. Rincer abondamment sous l'eau courante.



5. Sécher par tamponnement à l'aide d'essuie-mains à usage unique, non stériles.



6. Fermer le robinet avec l'essuie-mains, puis le jeter à la poubelle.

RECOMMANDATIONS POUR L'HYGIÈNE DES MAINS, SFHH, 2009¹

SOFTALIND® VISCORUB

Gel hydroalcoolique



- Sans Paraben
- Sans parfum, sans colorant
- Présence d'actifs hydratant (glycérine) et dermo-protecteur (bisabolol)
- Testé sous contrôle dermatologique

INFORMATIONS

Gel hydroalcoolique biocide, prêt-à-l'emploi, pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par méthode de friction. Softalind® ViscoRub s'utilise sur mains visuellement propres* ou en complément du lavage normal des mains.

COMPOSITION

Alcohol | Propyl Alcohol | Aqua | Glycerin | Isopropyl Myristate | Cetearyl Ethylhexanoate | Tetrahydroxypropyl Ethylenediamine | Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer | Octyldodecanol | Bisabolol.
100 g de gel Softalind® ViscoRub contiennent : • 52.4 g Ethanol ; • <25 g Propanol.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Respecter les précautions d'emploi. Inflammable. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Garder les récipients hermétiquement fermés. Ne pas fumer! Provoque de graves lésions des yeux (en cas de contact avec les yeux, rincer abondamment et consulter un médecin). Ne pas avaler. Ne pas appliquer sur la peau lésée, les yeux ou les muqueuses. ne pas utiliser pour la désinfection d'un site d'injection ou de perfusion. Tenir hors de portée des enfants. Conserver à l'écart des aliments et boissons. Ne pas entreposer à une température supérieure ou égale à 25°C durant de longues périodes. Ne pas utiliser après la date d'expiration. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Destiné uniquement à un usage professionnel.

SOFTALIND® VISCORUB	Référence	Conditionnement
Flacon de 100 mL	19314	20 unités
Flacon de 500 mL + pompe	19315	20 unités
Flacon de 1 L + pompe	19316	10 unités
Flacon 1 L AIRLESS	19317	12 unités

SOFTALIND® PURE



- Solution prête à l'emploi pour la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains
- Sans parfum ni colorant
- Testé sous contrôle dermatologique
- Contient des hydratants et dermoprotecteurs actifs

INFORMATIONS

Gel hydroalcoolique biocide, prêt-à-l'emploi, pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par méthode de friction. Softalind® Pure s'utilise sur mains visuellement propres*, en complément du lavage normal des mains.

COMPOSITION

Alcohol | Propyl Alcohol | Aqua | Glycerin | Isopropyl Myristate | Octyldodecanol | Panthenol | Bisabolol | Allantoin | Denatonium benzoate. 100 g de gel Softalind R Pure contiennent : • 55,7 g Ethanol ; • < 25 g Propanol

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI


Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque de graves lésions des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter de respirer les vapeurs. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Destiné uniquement à un usage professionnel.

SOFTALIND® PURE	Référence	Conditionnement
SOFTALIND® PURE 100 mL	180232	20 unités
SOFTALIND® PURE 500 mL avec pompe	180233	20 unités
SOFTALIND® PURE 1000 mL avec pompe	180234	10 unités


- Verser environ 3 mL de Softalind® ViscoRub dans le creux des mains sèches.
- Frotter vigoureusement la peau pendant 30 secondes jusqu'aux poignets selon la procédure ci-dessous afin d'obtenir une imprégnation totale des mains.
- Répéter l'action à chaque étape cinq fois avant de passer à l'étape suivante.

30
SECONDES

RECOMMANDATIONS SFHH 2009⁽¹⁾




1. Paume contre paume (Désinfection des paumes).




2. Paume de la main droite sur le dos de la main gauche et paume de la main gauche sur le dos de la main droite (Désinfection des doigts et des espaces interdigitaux).




3. Paume contre paume avec les doigts entrelacés (Désinfection des espaces interdigitaux et des doigts).




4. Dos des doigts contre la paume opposée avec les doigts emboîtés (Désinfection des doigts).



5. Friction en rotation du pouce droit enchâssé dans la paume gauche et vice versa (Désinfection des pouces).



6. Friction en rotation en mouvement de va-et-vient avec les doigts joints de la main droite dans la paume gauche et vice versa (Désinfection des ongles).




7. Friction des poignets par rotation.

LA FRICTION EST RÉALISÉE EN 7 POINTS ET RENOUVELÉE AUTANT DE FOIS QUE POSSIBLE DANS LA DURÉE IMPARTIE. CETTE DURÉE SERA D'AU MOINS 30 SECONDES.



DES MAINS PROPRES SONT DES MAINS PLUS SÛRES

Vos mains sont-elles propres ?



LES 5 INDICATIONS À L'HYGIÈNE DES MAINS ⁽³⁾ :

- 1 AVANT LE CONTACT PATIENT**

QUAND ?
Le professionnel pratique l'hygiène des mains lorsqu'il s'approche du patient pour le toucher

POURQUOI ?
Pour protéger le patient des germes transportés par les mains du professionnel
- 2 AVANT LE GESTE ASEPTIQUE**

QUAND ?
Le professionnel pratique l'hygiène des mains immédiatement avant d'exécuter un geste aseptique

POURQUOI ?
Pour protéger le patient de l'inoculation des germes y compris ceux provenant de son propre corps
- 3 APRES LE RISQUE D'EXPOSITION A UN LIQUIDE BIOLOGIQUE**

QUAND ?
Le professionnel pratique l'hygiène des mains immédiatement après avoir été exposé potentiellement ou effectivement à un liquide biologique

POURQUOI ?
Pour protéger le professionnel et l'environnement de soins des germes
- 4 APRES LE CONTACT PATIENT**

QUAND ?
Le professionnel pratique l'hygiène des mains immédiatement lorsqu'il quitte le patient après l'avoir touché

POURQUOI ?
Pour protéger le professionnel et l'environnement de soins des germes
- 5 APRES LE CONTACT AVEC L'ENVIRONNEMENT DU PATIENT**

QUAND ?
Le professionnel pratique l'hygiène des mains lorsqu'il quitte l'environnement du patient après avoir touché des surfaces et objets-même sans avoir touché le patient

POURQUOI ?
Pour protéger le professionnel et l'environnement de soins des germes

LES INDICATIONS DU TRAITEMENT CHIRURGICAL DES MAINS :


- Avant tout geste chirurgical, d'obstétrique ou de radiologie interventionnelle,
- Avant tout geste pour lequel une asepsie de type chirurgical est requise : pose de cathéter central ou rachidien, chambre implantable, ponction amniotique, drain pleural et autres situations analogues¹.

01

LAVAGE DES MAINS AVEC UN SAVON DOUX


Etape obligatoire lors de la 1ère désinfection de la journée ou si les mains sont souillées ou mouillées.

NORME EN 12791² & RECOMMANDATIONS SFHH 2009¹




1 MOILLER
les mains et les avant-bras jusqu'aux coudes

PRENDRE DU SAVON
1 à 2 coup(s) de pompe



2 SAVONNAGE 15 S
Brossage des ongles : (la 1ère fois) 15 s/main

RINÇAGE
abondant sous l'eau courante




3 SÉCHAGE COMPLET
Par tamponnement avec un essuie-mains à usage unique non stérile.

02

FRICTIONS DES MAINS AVEC UN PHA*

Se fait sur mains propres et sèches si possible à distance du lavage. Etape suffisante en cas d'intervention de courte durée. Prendre un "creux de main" de Softalind® Pure. Tout au long de la friction la peau doit être humide, reprendre du Softalind® Pure si besoin.



A LA FIN DE LA 2^{ÈME} FRICTION, CONTINUER DE SE FRICTIONNER LES MAINS JUSQU'À SÉCHAGE COMPLET AVANT D'ENFILER LES GANTS.

* Produit hydro-alcoolique.

SUPPORTS MURAUX POUR LES SYSTÈMES AIRLESS 1 L

(Softaskin® Softalind® ViscoRub et Softalind® Pure)



- En inox
- Deux Tailles de coude disponible : 10 et 14 cm
- Un modèle avec système poussoir
- Peuvent être décalés du mur pour le bloc opératoire

	Référence	Conditionnement
Support mural Airless à coude 10 cm	3908386	1 unité
Support mural Airless à coude 14 cm	3908387	1 unité
Support mural Airless system poussoir	3908388	1 unité
Bras pour support mural Airless (pour écarter le support du mur au bloc opératoire)	3908426	1 unité

DISTRIBUTEURS MURAUX TRANSLUCIDES POUR 500 ML

(Softaskin®, Trixo-lind, Softalind® ViscoRub et Softalind® Pure)



- En polycarbonate translucide
- Désinfection à l'alcool
- Peuvent être utilisés avec ou sans le levier à coude

	Référence	Conditionnement
Support mural translucide pour 500 mL	3908416	1 unité
Support mural translucide avec boîtier de sécurité pour 500 mL	3908417	1 unité
Levier à coude pour 3908416 ou 3908417	3908418	1 unité

SUPPORTS MURAUX 500 ML ET 1 L POMPE

(Softaskin®, Softalind® ViscoRub, Softalind® Pure et Trixo-lind)



SUPPORT MURAL SIMPLE	Référence	Conditionnement
Flacon 500 mL	3908339	1 unité
Flacon 1 L	3908340	1 unité



SUPPORT MURAL À COUDE	Référence	Conditionnement
Flacon carré 500 mL	3908371	1 unité
Flacon carré 1 L	3908373	1 unité



SUPPORT LIT	Référence	Conditionnement
Flacon 500 mL	3908342	1 unité
Flacon 1 mL	3908341	1 unité

CLIP POUR FLACONS 100 ML (Softalind® ViscoRub)



TOUJOURS À
PORTÉE DE MAINS :
les solutions
hydroalcooliques
s'accrochent à la
blouse de soin ou
à la ceinture.

SOFTALIND® VISCORUB	Référence	Conditionnement
Jojo Clip pour flacon 100 mL (attache avec élastique rétractable)	3908409	50 unités
Crocodile Clip pour 100 mL (attache simple)	3908191	50 unités

LITECHECK ET FLUO-ADD



- Le Fluo-Add est une solution hydroalcoolique incolore.
- Sous une lampe UV, les zones de la peau couvertes par la solution hydroalcoolique Fluo-Add apparaissent bleu vif. Les zones non couvertes restent sombres.

B. Braun Medical vous accompagne dans la formation à l'utilisation des Solutions Hydroalcooliques selon les normes EN 1500 et EN 12791.

FLUO-ADD 100 ML	Référence	Conditionnement
Fluo-Add 100 mL	180127	20 unités
LITECHECK UV	Référence	Conditionnement
LiteCheck UV	3908469	1 unité

03

DÉSINFECTION

DES DISPOSITIFS
MÉDICAUX ET
PETITES SURFACES



MELISEPTOL® FOAM PURE

Détergent Désinfectant prêt-à-l'emploi



- Prêt-à-l'emploi, mousse avec spray intégré : formulation mousse limitant l'inhalation d'aérosols et le dispersat ;
- Action rapide : actif en 1 minute seulement sur la majorité des microorganismes
- Large spectre virucide
- Sans alkylamine
- Sans colorant, sans parfum

INFORMATIONS

Détergent désinfectant de surface avec une concentration faible en alcool (17%), qui agit en 1 minute seulement sur la plupart des microorganismes. Prêt-à-l'emploi, Meliseptol® Foam pure nettoie et désinfecte le mobilier médical tel que les équipements de salles d'opérations, les lits d'hôpitaux, les housses de matelas, les sièges d'examen et autres petites surfaces de matériaux résistants à l'alcool, au cabinet médical ou à l'hôpital.

COMPOSITION

100g de solution Meliseptol® Foam pure contiennent : • 17 g de propanol ; • 0.23 g de chlorure de didécyldiméthylammonium. • <5 % agents de surface non ioniques. Ingrédients conformes au règlement CE 648/2004 relatif aux détergents.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser pour le nettoyage ou la désinfection des dispositifs invasifs. Respecter les précautions d'emploi. Les appareils électriques devant être désinfectés doivent impérativement être mis hors tension. Si cela n'est pas possible, il faut s'assurer qu'ils ne seront pas mis en marche durant la désinfection. Les surfaces très chaudes doivent être refroidies avant la désinfection. Respecter les règles de sécurité pour éviter les risques d'incendie et tout contact avec la peau et les yeux. Inflammable. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Garder les récipients hermétiquement fermés. Ne pas fumer! Provoque de graves lésions des yeux (en cas de contact avec les yeux, rincer abondamment et consulter un médecin). Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Ne pas entreposer à une température supérieure ou égale à 25°C durant de longues périodes. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Destiné uniquement à un usage professionnel. Dispositif médical de classe IIa, CE0123. Non pris en charge au titre de la LPPR. Fabriqué par B. Braun Medical AG.

MELISEPTOL® FOAM PURE	Référence	Conditionnement
Meliseptol® Foam pure - Flacon spray 750 mL	19796	12 unités

* DM : Dispositif Médical

MELISEPTOL® WIPES SENSITIVE

Détergent Désinfectant prêt-à-l'emploi



- Prêtes à l'emploi, lingettes imprégnées de Meliseptol® Foam pure : très résistantes, grande taille (200 x 152 mm²)
- Sans alkylamine
- Sans colorant, sans parfum

COMPOSITION

60 lingettes Meliseptol Wipes sensitive en polyéthylène téréphtalate (PET) sont imprégnées de 300 g de solution Meliseptol Foam pure.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Danger. Provoque de graves lésions des yeux. Ne pas respirer les vapeurs. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Ne pas utiliser sur les surfaces chaudes ni sur les équipements électriques allumés. Ne pas utiliser sur des dispositifs invasifs. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Destiné uniquement à un usage professionnel. Dispositif médical de classe IIa, CE0123. Non pris en charge au titre de la LPPR. Fabriqué par B. Braun Medical AG.

MELISEPTOL® WIPES SENSITIVE	Référence	Conditionnement
Meliseptol® Wipes sensitive Boîte distributrice - 60 lingettes	19582	12 unités
Meliseptol® Wipes sensitive Recharge - 60 lingettes	19530	12 unités


* DM : Dispositif Médical

PROTOCOLE MELISEPTOL® FOAM PURE


RECOMMANDATIONS :

- Prêt-à-l'emploi
- Conserver hors de la portée des enfants
- Avant l'utilisation de désinfectant à base d'alcool, vérifier la compatibilité des matériaux
- Dangereux : respecter les précautions d'emploi figurant sur l'étiquetage du produit ou dans sa fiche technique


ACTIF EN 1 MIN SUR LA MAJORITÉ
DES MICROORGANISMES




Après s'être lavé ou désinfecté les mains, enfiler une paire de gants à usage unique. Mettre un masque.



Mettre les appareils hors tension. En cas d'impossibilité, s'assurer qu'ils ne seront pas mis en marche durant la désinfection. Les surfaces très chaudes doivent être refroidies avant la désinfection.




Pulvériser Meliseptol® Foam pure sur un essuie-tout jetable ou utiliser les lingettes imprégnées Meliseptol® Wipes Sensitive.




En cas de surface visiblement sale :

- les souillures sont essuyées avec une lingette imprégnée ;
- puis la désinfection est effectuée en utilisant une seconde lingette imprégnée.

Pour les surfaces visiblement propres, n'utiliser qu'une seule lingette.



S'assurer que toute la surface du dispositif soit humidifiée par le désinfectant. Attendre le temps d'action. Laisser sécher.



Retirer les gants. Procéder au lavage ou à la désinfection des mains.

MELISEPTOL® RAPID

Détergent Désinfectant prêt-à-l'emploi

- Action rapide : actif en 1 minute pour l'activité bactéricide
- Large spectre virucide
- Prêt-à-l'emploi avec spray intégré
- Sans aldéhyde ni alkylamine
- Sans colorant

INFORMATIONS

Détergent désinfectant alcoolique (50% d'alcool), prêt-à-l'emploi, pour le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux résistants à l'alcool tels que les équipements de salles d'opérations, les lits d'hôpitaux et les sièges d'exams, à l'hôpital ou au cabinet médical.

COMPOSITION

100 g de solution Meliseptol® Rapid contiennent : • 50 g de propanol ; • 0,075 g de chlorure de didécyl diméthyl ammonium ; • <5 % agents de surface non ioniques, parfum. Ingrédients conformes au règlement CE 648/2004 relatif aux détergents.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser pour le nettoyage ou la désinfection des dispositifs invasifs. Respecter les précautions d'emploi. Les appareils électriques devant être désinfectés doivent impérativement être mis hors tension. Si cela n'est pas possible, il faut s'assurer qu'ils ne seront pas mis en marche durant la désinfection. Les surfaces très chaudes doivent être refroidies avant la désinfection. Respecter les règles de sécurité pour éviter les risques d'incendie et tout contact avec la peau et les yeux. Inflammable. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Garder les récipients hermétiquement fermés. Ne pas fumer! Provoque de graves lésions des yeux (en cas de contact avec les yeux, rincer abondamment et consulter un médecin). Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Ne pas entreposer à une température supérieure ou égale à 25°C durant de longues périodes. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Destiné uniquement à un usage professionnel. Dispositif médical de classe IIa, CE0123. Non pris en charge au titre de la LPPR. Fabriqué par B. Braun Medical AG.

MELISEPTOL® RAPID	Référence	Conditionnement
Meliseptol® Rapid Flacon spray 250 mL	18564	20 unités
Meliseptol® Rapid Flacon Spray 750 mL	19912	12 unités
Meliseptol® Rapid Bidon 5L	18567	1 unité

* DM : Dispositif Médical

MELISEPTOL® HBV

Détergent Désinfectant prêt-à-l'emploi

Ligettes imprégnées de Meliseptol Rapid à

- Prêt-à-l'emploi
- Meliseptol® HBV – lingettes imprégnées de Meliseptol® Rapid : Boîte distributrice avec "clic" de fermeture pour prévenir l'assèchement prématuré des lingettes
- Sans aldéhyde ni alkylamine
- Sans colorant

COMPOSITION

100 lingettes Meliseptol® R HBV (200 x 145 mm²) en polypropylène (PP) non-tissé sont imprégnées de 180 g de solution Meliseptol® Rapid.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Danger. Matière solide inflammable. Provoque de graves lésions des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. Remarques : Ne pas utiliser sur verre acrylique, sur surfaces chaudes ou pour les appareils électriques se trouvant sous tension! Contrôler avant la désinfection la résistance à la solution active des matériaux sensibles à l'alcool. Conserver le récipient bien fermé. Ne pas utiliser sur des dispositifs invasifs. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Destiné uniquement à un usage professionnel. Dispositif médical de classe IIa, CE0123. Non pris en charge au titre de la LPPR. Fabriqué par B. Braun Medical AG.

MELISEPTOL® HBV	Référence	Conditionnement
Meliseptol® HBV Boîte distributrice 100 lingettes	18706	12 unités
Meliseptol® HBV Recharge 100 lingettes	18707	12 unités

* DM : Dispositif Médical

MELISEPTOL® ACUTE

Désinfectant prêt à l'emploi

• BIOCIDES & DM*

50%
d'alcool

- Prêt à l'emploi avec spray intégré (pour le 750 ml)
- Action rapide : actif en 1 minute pour l'activité bactéricide
- Large spectre virucide
- Sans colorant
- Sans aldéhyde ni alkylamine

INFORMATIONS

Meliseptol® Acute est un détergent désinfectant alcoolique, prêt-à-l'emploi, pour le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux résistants à l'alcool tels que les équipements de salles d'opérations, les lits d'hôpitaux et les sièges d'examen, à l'hôpital ou au cabinet médical.

Meliseptol® Acute est utilisé dans tous les cas où les surfaces des dispositifs médicaux doivent être à nouveau opérationnelles le plus rapidement possible et d'une hygiène irréprochable.

COMPOSITION

100 g de solution Meliseptol® Acute contiennent : • 39 g de propanol ; • 0,98 g d'acide glycolique ; • <5 % agents de surface non ioniques, parfum. Ingrédients conformes au règlement CE 648/2004 relatif aux détergents.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser pour le nettoyage ou la désinfection des dispositifs invasifs. Respecter les précautions d'emploi. Les appareils électriques devant être désinfectés doivent impérativement être mis hors tension. Si cela n'est pas possible, il faut s'assurer qu'ils ne seront pas mis en marche durant la désinfection. Les surfaces très chaudes doivent être refroidies avant la désinfection. Respecter les règles de sécurité pour éviter les risques d'incendie et tout contact avec la peau et les yeux. Inflammable. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Garder les récipients hermétiquement fermés. Ne pas fumer! Provoque de graves lésions des yeux (en cas de contact avec les yeux, rincer abondamment et consulter un médecin). Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Ne pas entreposer à une température supérieure ou égale à 25°C durant de longues périodes. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Destiné uniquement à un usage professionnel. Dispositif médical de classe IIa, CE0123. Non pris en charge au titre de la LPPR. Fabriqué par B. Braun Medical AG. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Éviter de respirer les vapeurs. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

MELISEPTOL® ACUTE	Référence	Conditionnement
Bouteille de 250 ml	180241	20 unités
Spray de 750 ml	180243	12 unités
Bidon 5L	180245	1 unité

* DM : Dispositif Médical

NOUVEAUTÉ
2021



04

TRAITEMENT
DE L'INSTRUMENTATION

HELIZYME®

Produit enzymatique pour le nettoyage des instruments chirurgicaux thermosensibles, des endoscopes rigides et flexibles



- Elimine efficacement les souillures organiques (protéines et graisses)
- Pouvoir nettoyant sur les biofilms
- Rapidité d'action
- Convient également au nettoyage par ultrasons
- Sans parfum

INFORMATIONS

Helizyme® est un produit liquide destiné au pré-lavage manuel des instruments chirurgicaux, des endoscopes rigides et souples thermosensibles.

Grâce à la combinaison d'un système de tensioactifs spécifiques et d'enzymes protéolytiques, Helizyme® permet l'élimination rapide des protéines, lipides et polysaccharides ainsi que du sang, principaux contaminants des instruments.

COMPOSITION

100 g de solution Helizyme® contiennent : <5 % tensioactifs anioniques ; <5 % tensioactifs non ionique ; 0,1% methylparaben ; 10% agents de dispersion ; < 2% inhibiteurs de corrosion.

Ingrédients conformes au règlement CE 648/2004 relatif aux détergents.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI



Provoque de graves lésions des yeux. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Dispositif médical de classe I. Non pris en charge au titre de la LPPR. Fabriqué par B. Braun Medical AG. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquette.

HELIZYME	Référence	Conditionnement
Flacon 1 L	18557	10 unités

05

LES GANTS

LEXIQUE

●		LATEX EN CAOUTCHOUC NATUREL
●		SANS LATEX
●		CONVIENT POUR ALIMENTS (CONFORMITÉ AU RÈGLEMENT (CE) 1935/2004)
●		PROTECTION CONTRE LES MICROORGANISMES (RISQUES BIOLOGIQUES)
●		PROTECTION CONTRE LES RISQUES CHIMIQUES
●		PROTECTION CONTRE LA CONTAMINATION CAUSÉE PAR DES PARTICULES RADIOACTIVES
●		CONFORMITÉ À LA DIRECTIVE 93/42/CEE/ AU RÈGLEMENT (EU) 2017/745 ET AU RÈGLEMENT (EU) 2016/425
●		STÉRILISÉ PAR IRRADIATION

VASCO® OP UNDERGLOVE Latex de caoutchouc naturel | Non poudré | Stérile



- Latex de caoutchouc naturel
- Sans poudre
- Un revêtement polymère intérieur non poudré
- Épaisseur typique au niveau de la paume : 0,20 mm

Taille	Quantité	Référence
6	40 paires	6081200
6.5	40 paires	6081218
7	40 paires	6081226
7.5	40 paires	6081234
8	40 paires	6081242
8.5	40 paires	6081259

INFORMATIONS

Gants chirurgicaux en latex Dispositif médical stérile de classe IIa. CE0123 Équipement de protection individuelle (EPI) de catégorie III selon le Règlement 2016/425. Fabriqué par B. Braun Melsungen AG. Produits non pris en charge au titre de la Liste des Produits et Prestations Remboursables. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquetage.

VASCO® OP SENSITIVE Latex de caoutchouc naturel | Non poudré | Stérile



- Latex de caoutchouc naturel
- Un revêtement polymère intérieur non poudré
- Épaisseur typique au niveau de la paume : 0,21 mm

Taille	Quantité	Référence
6	40 paires	6081002
6.5	40 paires	6081010
7	40 paires	6081029
7.5	40 paires	6081037
8	40 paires	6081045
8.5	40 paires	6081053
9	40 paires	6081060

INFORMATIONS

Gants chirurgicaux en latex. Dispositif médical stérile de classe IIa. CE0123. Équipement de protection individuelle (EPI) de catégorie III selon le Règlement 2016/425. Fabriqué par B. Braun Melsungen AG. Produits non pris en charge au titre de la Liste des Produits et Prestations Remboursables. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquetage.

VASCO® OP ECO

Latex de caoutchouc naturel | Non poudré | Stérile



- Latex de caoutchouc naturel
- Un revêtement polymère intérieur non poudré
- Épaisseur typique au niveau de la paume : 0,19 mm

INFORMATIONS

Gants chirurgicaux en latex. Dispositif médical stérile de classe IIa. CE0123. Equipement de protection individuelle (EPI) de catégorie III selon le Règlement 2016/425. Fabriqué par B. Braun Melsungen AG. Produits non pris en charge au titre de la Liste des Produits et Prestations Remboursables. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquetage.

Taille	Quantité	Référence
6	40 paires	6081316
6.5	40 paires	6081324
7	40 paires	6081332
7.5	40 paires	6081340
8	40 paires	6081359
8.5	40 paires	6081367

VASCO® OP FREE

Sans Latex | Non poudré | Stérile

Gant chirurgical et de protection sans latex



- Sans Latex
- En polyisoprène
- Un revêtement polymère intérieur non poudré
- Épaisseur typique au niveau de la paume : 0,21 mm

INFORMATIONS

Gants chirurgicaux en polyisoprène. Dispositif médical stérile de classe IIa. CE0123. Equipement de protection individuelle (EPI) de catégorie III selon le Règlement 2016/425. Fabriqué par B. Braun Melsungen AG. Produits non pris en charge au titre de la Liste des Produits et Prestations Remboursables. – Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquetage.

Taille	Quantité	Référence
6	40 paires	9208305
6.5	40 paires	9208313
7	40 paires	9208321
7.5	40 paires	9208330
8	40 paires	9208348
8.5	40 paires	9208356

VASCO® OP POWDERED

Latex de caoutchouc naturel | Poudré | Stérile

Gants chirurgicaux poudrés



- Latex de caoutchouc naturel
- Revêtement polymère intérieur avec poudre d'amidon de maïs
- Épaisseur typique au niveau de la paume : 0,21 mm

Taille	Quantité	Référence
6	50 paires	6031510
6.5	50 paires	6031525
7	50 paires	6031532
7.5	50 paires	6031546
8	50 paires	6031553
8.5	50 paires	6031564

INFORMATIONS

Gants chirurgicaux en latex. Dispositif médical stérile de classe IIa. CE0123. Equipement de protection individuelle (EPI) de catégorie III selon le Règlement 2016/425. Fabriqué par B. Braun Melsungen AG. Produits non pris en charge au titre de la Liste des Produits et Prestations Remboursables. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquetage. L'ANSM recommande aux utilisateurs de privilégier l'utilisation de gants médicaux non poudrés dans le cadre de leur pratique.

VASCO® SENSITIVE

Latex de caoutchouc naturel | Non poudré | Non stérile



- A base de latex
- Surface externe traitée par chloration
- Revêtement intérieur en polymère non poudré
- Épaisseur typique au niveau de la paume : 0,12 mm

INFORMATIONS

Gants d'examen en latex. Dispositif médical de classe I. Equipement de protection individuelle (EPI) de catégorie III selon le Règlement 2016/425. Fabriqué par Sri Trang Gloves, Public Company Limited. Produits non pris en charge au titre de la Liste des Produits et Prestations Remboursables. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquetage.

Taille	Quantité	Référence
XS	100	6067500
S	100	6067526
M	100	6067549
L	100	6067565
XL	90	6067590

VASCO® NITRIL LIGHT

Sans Latex | Nitrile | Non poudré | Non stérile



- Nitrile
- Un revêtement intérieur en polymère non poudré
- Épaisseur typique au niveau de la paume : 0,07 mm

INFORMATIONS

Gants d'examen en nitrile. Dispositif médical de classe I. Equipement de protection individuelle (EPI) de catégorie III selon le Règlement 2016/425. Fabriqué par Semperit Investments Asia Pte Ltd. Produits non pris en charge au titre de la Liste des Produits et Prestations Remboursables. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquetage.

Taille	Quantité	Référence
XS	100	9207708
S	100	9207716
M	100	9207724
L	100	9207732
XL	90	9207740

VASCO® BASIC

Latex de caoutchouc naturel | Non poudré | Non stérile



- A base de latex
- Avec un revêtement intérieur en polymère non poudré
- Épaisseur typique au niveau de la paume : 0,09 mm

INFORMATIONS

Gants d'examen en latex. Dispositif médical de classe I. Equipement de protection individuelle (EPI) de catégorie III selon le Règlement 2016/425. Fabriqué par Semperit Investments Asia Pte Ltd. Produits non pris en charge au titre de la Liste des Produits et Prestations Remboursables. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquetage.

Taille	Quantité	Référence
XS	100	6066608
S	100	6066616
M	100	6066624
L	100	6066632
XL	90	6066640

VASCO® NITRIL WHITE

Sans Latex | Nitrile | Non poudré | Non stérile



- Nitrile
- Non poudré
- Surface interne traitée par chloration
- Épaisseur typique au niveau de la paume : 0,06 mm

INFORMATIONS

Gants d'examen en nitrile. Dispositif médical de classe I. Equipement de protection individuelle (EPI) de catégorie III selon le Règlement 2016/425. Fabriqué par Hartalega NGC Sdn. Bhd. Produits non pris en charge au titre de la Liste des Produits et Prestations Remboursables. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquetage.

Taille	Quantité	Référence	Quantité	Ref
XS	100	9207902	150	9208402
S	100	9207910	150	9208410
M	100	9207929	150	9208429
L	100	9207937	150	9208437
XL	90	9207945	135	9208445

VASCO® NITRIL BLUE

Sans Latex | Nitrile | Non poudré | Non stérile



- Nitrile
- Non poudré
- Surface interne traitée par chloration
- Épaisseur typique au niveau de la paume : 0,06 mm

INFORMATIONS

Gants d'examen en nitrile. Dispositif médical de classe I. Equipement de protection individuelle (EPI) de catégorie III selon le Règlement 2016/425. Fabriqué par Hartalega NGC Sdn. Bhd. Produits non pris en charge au titre de la Liste des Produits et Prestations Remboursables. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquetage.

Taille	Quantité	Référence
XS	150	9209809
S	150	9209817
M	150	9209825
L	150	9209833
XL	135	9209841

VASCO® NITRIL LONG STERILE

Sans latex | Nitrile | Non poudré | Stérile



- Nitrile
- Longueur du gant : 290 +/- 10 mm
- Épaisseur typique au niveau de la paume : 0,10 mm
- Stériles, emballés par deux dans un sachet pelable

Taille	Quantité	Référence
XS	50 paires	9205950
S	50 paires	9205969
M	50 paires	9205977
L	50 paires	9205985
XL	50 paires	9205993

INFORMATIONS

Gants d'examen en nitrile. Dispositif médical stérile de classe I. CE0123. Equipement de protection individuelle (EPI) de catégorie III selon le Règlement 2016/425. Fabriqué par B. Braun Melsungen AG. Produits non pris en charge au titre de la Liste des Produits et Prestations Remboursables. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquetage.

VASCO® NITRIL OCEAN BLUE

Sans latex | Nitrile | Non poudré | Non stérile



- Nitrile
- Non poudré
- Surface interne traitée par chloration
- Épaisseur typique au niveau de la paume : 0,065 mm

INFORMATIONS

Gants d'examen en nitrile. Dispositif médical de classe I. Equipement de protection individuelle (EPI) de catégorie III selon le Règlement 2016/425. Fabriqué par Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited. Produits non pris en charge au titre de la Liste des Produits et Prestations Remboursables. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquetage.

Taille	Quantité	Référence
XS	150 paires	8208001
S	150 paires	8208002
M	150 paires	8208004
L	150 paires	8208005
XL	135 paires	8208006

MANIPULATION DES GANTS (4)

COMMENT PORTER LES GANTS DE SOINS NON STERILES ?

- 1.** Se laver les mains en les frottant avec un produit hydroalcoolique ou en les lavant à l'eau et au savon.
- 2.** Prélever un gant de soins de son emballage d'origine.
- 3.** Ne toucher qu'une surface limitée du gant correspondant au poignet (bord supérieur du gant).
- 4.** Enfiler le premier gant.
- 5.** Prélever un second gant avec la main non gantée et ne toucher qu'une surface limitée du second gant, correspondant au poignet.
- 6.** Afin de ne pas toucher la peau de l'avant-bras avec la main gantée, retourner la surface externe du gant à enfiler sur les doigts repliés de la main gantée, permettant ainsi d'enfiler le gant sur la seconde main.
- 7.** Une fois gantées, les mains ne doivent rien toucher qui ne soit défini par les indications et les conditions d'utilisation des gants.

COMMENT RETIRER LES GANTS ?

- 1.** Pincer un gant au niveau du poignet afin de le retirer sans toucher la peau de l'avant-bras, en le retournant sur la main, de façon à ce que la surface interne se retrouve à l'extérieur.
- 2.** Tenir le gant retiré dans la main gantée et glisser les doigts de la main dégantée entre le gant et le poignet de l'autre main. Retourner le gant depuis l'intérieur sur la main de façon à ce que la surface interne se retrouve à l'extérieur, tout en enveloppant le gant déjà retiré.
- 3.** Jetez les gants usagés.
- 4.** Hygiène des mains en se frottant les mains avec un produit hydroalcoolique ou en les lavant à l'eau et au savon.

Selon les recommandations de l'OMS (4)

SUPPORTS POUR DISTRIBUTEURS DE GANTS

SUPPORT MURAL BOITE GANT D'EXAMEN



Taille	Quantité	Référence
S	1	9209503
L	1	9209511

- Support mural pour boîtes distributrices de gants en acier inoxydable
- Dimension interne : s : 215 x 112 x 70 mm
- Convient pour : Vasco® Nitril light, Vasco® Poudre (100 pièces/boîte)



06

CONTAINER
POUR ÉLIMINATION
DES DASRI

MEDIBOX®



Permet l'élimination des :

- Aiguilles luer et luer-lock
- Aiguilles pour stylos à insuline
- Instruments médicaux tranchants
- Désolidarisation embases des stylos injecteurs

INFORMATIONS

Une gamme de containers pour la collecte des Déchets d'Activités de Soins à Risque Infectieux (DASRI).

MEDIBOX®	Volume total	Volume maximal	Conditionnement	Référence
Medibox® 0,8 L	0,8 L	0,67 L	18	9193424
Medibox® 2,4 L	2,4 L	2,0 L	27	9193600
Medibox® 4,7 L	4,7 L	3,9 L	25	9193618
Medibox® 5,7 L	5,7 L	4,8 L	25	9193627
Medibox® 6,8 L	6,8 L	5,7 L	22	9193639
Medibox® 9,1 L	9,1 L	7,7 L	13	9193640

MANIPULATION DES MEDIBOX

ASSEMBLAGE DU COUVERCLE



Placez le couvercle sur le conteneur de déchets et appuyez fermement sur les coins opposés du couvercle jusqu'à ce qu'un "clac" confirme le verrouillage.


Vérifier que le couvercle est bien verrouillé de tous les côtés !

ÉLIMINATION



Ouvrez le couvercle en exerçant une légère pression sur la languette - le rabat du couvercle saute légèrement vers le haut.

Poussez le rabat du couvercle d'une main, jusqu'à ce qu'il se verrouille en position debout.




Débranchez les connexions luer et luer lock entre la seringue et la canule.

Dévissez l'aiguille d'un stylo.

Éliminer les gros objets tranchants à usage médical.

FERMETURE DU COUVERCLE



Fermeture temporaire : Libérez le rabat du couvercle de la position debout et pressez-le légèrement sur le boîtier.

Fermeture définitive : Fermez la Medibox® après avoir atteint le volume de remplissage maximal (voir la ligne de marquage sur le couvercle) en appuyant simultanément sur les points de pression marqués.

Jetez la Medibox® fermée conformément au protocole de l'établissement.

QUALITÉ ET ENVIRONNEMENT :

B. Braun est certifié :

- ISO 9001 : Systèmes de management de la qualité
- ISO 13485 : Systèmes de management de la qualité : exigences à des fins réglementaires.
- ISO 14001 : Systèmes de management environnemental.
- ISO 50001 : Système de gestion de l'énergie (site de production de Sempach).
- OHSAS 18001 : Systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail.
- Le site de production de Sempach a aussi obtenu la certification GMP (Good Manufacturing Practice), visant à faire respecter des critères stricts des producteurs.

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR NOS PRODUITS
(FICHES DE SÉCURITÉ, FICHES TECHNIQUES, ETC.)

SUR NOTRE SITE INTERNET : WWW.BBRAUN.FR

BIBLIOGRAPHIE

1. Recommandations pour l'hygiène des mains. Société Française d'Hygiène Hospitalière (SFHH). Hygiènes - Juin 2009 ; vol XVII n°3 ; 173-179
2. EN 12791 : Antiseptiques et désinfectants chimiques - Désinfection chirurgicale des mains - Méthode d'essais et prescriptions (phase 2 étape 2)
3. OMS, les 5 indications à l'hygiène des mains, Oct 2006. https://www.who.int/gpsc/tools/Five_moments/fr/
4. OMS, Usage des gants, fiche d'information, avril 2010

L'ACCOMPAGNEMENT PAR B. BRAUN

N'hésitez pas à prendre contact avec votre interlocuteur B. Braun pour prendre RDV et être accompagné.

LES COORDONNÉES DE VOTRE INTERLOCUTEUR

NOM :

.....

PRÉNOM :

.....

TÉLÉPHONE :

.....

MAIL :

.....

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun.

Fabriqué par : **B.Braun Medical AG**
Seesatz 17, 6204 Sempach | Switzerland | (+41) 58 258 50 00

Document et photo non contractuels
Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun.
Document réservé aux professionnels de santé.

Édition Novembre 2020
301709P_20201115_20251115

B. Braun Medical | 26 rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud - France
Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 70 83 45 00 | www.bbraun.fr
Société par actions simplifiée au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856