



# AESCULAP® PLS2 (Polyaxial Locking System) et PLAQUES TPLO

La plaque d'ostéosynthèse en acier avec  
stabilité angulaire variable



# AESFULAP® PLS 2


## Système de verrouillage polyaxial



### Technologie de verrouillage innovante

Simple d'utilisation

- Stabilité angulaire polyaxiale - jusqu'à 12,5° d'angulation
- Stabilité primaire élevée grâce à l'acier de l'implant
- Peut être combiné avec des vis standard
- Pas de soudure à froid
- Implant facile à retirer
- Diamètre de la tige renforcé
- Guides de forage polyaxiaux faciles à utiliser
- Facile à utiliser avec seulement quelques instruments spécialisés






Le design spécial permet à la vis de s'enfoncer doucement dans l'os, et d'être verrouillée polyaxialement jusqu'à 12,5° dans la plaque.

# AESCALAP® PLS 2

## Système de verrouillage polyaxial




Nom		Code Article B. Braun	Longueur (mm)	Code Article B. Braun	Longueur (mm)
Vis verrouillées Torx	2.0 mm T6	VP546S	6 mm	VP556S	16 mm
		VP547S	7 mm	VP558S	18 mm
		VP548S	8 mm	VP560S	20 mm
		VP549S	9 mm	VP562S	22 mm
		VP550S	10 mm	VP564S	24 mm
		VP551S	11 mm	VP566S	26 mm
		VP552S	12 mm	VP568S	28 mm
		VP554S	14 mm	VP570S	30 mm
Vis verrouillées Torx	2.4 mm T8	VP586S	6 mm	VP604S	24 mm
		VP588S	8 mm	VP606S	26 mm
		VP590S	10 mm	VP608S	28 mm
		VP592S	12 mm	VP610S	30 mm
		VP594S	14 mm	VP612S	32 mm
		VP596S	16 mm	VP614S	34 mm
		VP598S	18 mm	VP616S	36 mm
		VP600S	20 mm	VP618S	38 mm
	VP602S	22 mm	VP620S	40 mm	

Nom		Code Article B. Braun	Longueur (mm)	Code Article B. Braun	Longueur (mm)
Vis verrouillées Torx	2.7 mm T8	VP646S	6 mm	VP664S	24 mm
		VP648S	8 mm	VP666S	26 mm
		VP650S	10 mm	VP668S	28 mm
		VP652S	12 mm	VP670S	30 mm
		VP654S	14 mm	VP672S	32 mm
		VP656S	16 mm	VP674S	34 mm
		VP658S	18 mm	VP676S	36 mm
		VP660S	20 mm	VP678S	38 mm
		VP662S	22 mm	VP680S	40 mm
Vis verrouillées Torx	3.5 mm T15	VP710S	10 mm	VP734S	34 mm
		VP712S	12 mm	VP736S	36 mm
		VP714S	14 mm	VP738S	38 mm
		VP716S	16 mm	VP740S	40 mm
		VP718S	18 mm	VP742S	42 mm
		VP720S	20 mm	VP744S	44 mm
		VP722S	22 mm	VP745S	45 mm
		VP724S	24 mm	VP746S	46 mm
		VP726S	26 mm	VP748S	48 mm
		VP728S	28 mm	VP750S	50 mm
		VP730S	30 mm	VP752S	52 mm
		VP732S	32 mm	VP754S	54 mm

# AESCULAP® PLS 2

## Système de verrouillage polyaxial




Nom		Code Article B. Braun	Nombre de trous	Longueur (mm)
		VP204S	4	20 mm
Plaques verrouillées	2.0	VP205S	5	25 mm
Largeur	5 mm			
Epaisseur	1.45 mm	VP206S	6	30 mm
Distance entre les trous	5 mm			
		VP207S	7	35 mm
		VP208S	8	40 mm
		VP210S	10	50 mm
		VP212S	12	60 mm
		VP214S	14	70 mm
		VP244S	4	31 mm
Plaques verrouillées	2.4	VP245S	5	38 mm
Largeur	6.5 mm			
Epaisseur	2.0 mm	VP246S	6	45 mm
Distance entre les trous	7 mm			
		VP247S	7	52 mm
		VP248S	8	59 mm
		VP249S	9	66 mm
		VP250S	10	73 mm
		VP251S	11	80 mm
		VP252S	12	87 mm

Nom		Code Article B. Braun	Nombre de trous	Longueur (mm)
		VP274S	4	34 mm
Plaques verrouillées	2.7	VP275S	5	42 mm
Largeur	7.8 mm			
Epaisseur	2.5 mm			
Distance entre les trous	8 mm			
		VP276S	6	50 mm
		VP277S	7	58 mm
		VP278S	8	66 mm
		VP279S	9	74 mm
		VP280S	10	82 mm
		VP281S	11	90 mm
		VP282S	12	98 mm
		VP283S	13	106 mm
		VP284S	14	114 mm
		VP286S	16	130 mm
		VP354S	4	46 mm
		VP355S	5	56 mm
Plaques verrouillées	3.5	VP356S	6	66 mm
Largeur	10 mm			
Epaisseur	3.2 mm			
Distance entre les trous	10 mm			
		VP357S	7	76 mm
		VP358S	8	86 mm
		VP359S	9	96 mm
		VP360S	10	106 mm
		VP361S	11	116 mm
		VP362S	12	126 mm
		VP363S	13	136 mm
		VP364S	14	146 mm



# AESCULAP® Plaques TPLO

## Système de verrouillage polyaxial

Visuel	Nom	Particularité	Nombre de trous	Longueur (mm)	Code Article B. Braun
	Plaque TPLO 2.0	Gauche	6	28 mm	VN398S
	Plaque TPLO 2.0	Droite	6	28 mm	VN399S
	Plaque TPLO 2.4	Gauche	6	33 mm	VN400S
	Plaque TPLO 2.4	Droite	6	33 mm	VN401S
	Plaque TPLO 2.7	Gauche	6	43 mm	VN402S
	Plaque TPLO 2.7	Droite	6	43 mm	VN403S
	Plaque TPLO 3.5 mini	Gauche	6	53 mm	VN406S
	Plaque TPLO 3.5 mini	Droite	6	53 mm	VN407S
	Plaque TPLO 3.5	Gauche	6	62 mm	VN404S
	Plaque TPLO 3.5	Droite	6	62 mm	VN405S
	Plaque TPLO 3.5 large	Gauche	8	78 mm	VN408S
	Plaque TPLO 3.5 large	Droite	8	78 mm	VN409S





# AESCULAP® PLS2 et plaques TPLO

## Système de verrouillage polyaxial

Visuel	Nom	Particularités	Code Article B. Braun
	Poignée rotative Mandrin AO	Pour vis de diamètre 2.0 / 2.4 / 2.7 / 3.5 mm	VC180R
	Tournevis amovible T6, avec tige AO	Pour vis de diamètre 2.0 mm	VC182R
	Tournevis amovible T8, avec tige AO	Pour vis de diamètre 2.4 / 2.7 mm	VC183R
	Tournevis amovible T15, avec tige AO	Pour vis de diamètre 3.5 mm	VC184R
	Tournevis T6	Pour vis de diamètre 2,0 mm	VC192R
	Tournevis T8	Pour vis de diamètre 2,4 / 2,7 mm	VC193R
	Tournevis T15	Pour vis de diamètre 3,5 mm	VC194R
	Guide-mèche, monoaxial, avec jauge de profondeur	Pour vis de diamètre 2.0 mm	VC132R
		Pour vis de diamètre 2.4 mm	VC133R
		Pour vis de diamètre 2.7 mm	VC134R
	Guide de forage, polyaxial	Pour vis de diamètre 3.5 mm	VC135R
		Pour vis de diamètre 2.0 mm	VC142R
		Pour vis de diamètre 2.4 mm	VC143R
	Foret hélicoïdal	1.5 mm, avec tige AO	Pour vis de diamètre 2.0 mm, VC124R
		1.8 mm, avec tige AO	Pour vis de diamètre 2.4 mm, VC125R
		2.0 mm, avec tige AO	Pour vis de diamètre 2.7 mm, VC126R
		2.8 mm, avec tige AO	Pour vis de diamètre 3.5 mm, VC128R
	Rack pour vis	Pour vis de diamètre 1.5 / 2.0 / 2.4 mm	VB408R
		Pour vis de diamètre 2.7 / 3.5 mm	VB409R





Support dédié aux professionnels de la santé animale. Le vétérinaire s'engage à prendre connaissance des différentes informations concernant les matériels médicaux afin de s'assurer qu'ils sont compatibles pour une utilisation sur patient animal.

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun.

Documents et photos non contractuels.

Les coordonnées du fabricant figurent sur le conditionnement des produits.

Distribué par : B. BRAUN MEDICAL | 26 Rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud - FRANCE

Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 70 83 45 00 | [www.bbraun-vetcare.fr](http://www.bbraun-vetcare.fr)

Société par actions simplifiée au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856

Edition : Mai 2023 - VET\_20230516